

# Laktatory z technologią Flex™

## Swing Flex™

Dla szybkiego i efektywnego odciągania pokarmu, gdy tego potrzebujesz



## Swing Maxi Flex™

Dodatkowa butelka w o połowę krótszym czasie



## Freestyle Flex™

Swoboda odciągania dla zapracowanych mam



Rodzaj laktatora	pojedynczy elektryczny	podwójny elektryczny	podwójny elektryczny
Zalecane stosowanie	Okazjonalnie	Codziennie	Codziennie
Łatwy i wygodny w obsłudze	•	•	•
Lejek PersonalFit Flex™	•	•	•
Regulowany poziom podciśnienia	•	•	•
Zakres regulacji podciśnienia	od -45 mmHg do -245 mmHg	od -45 mmHg do -245 mmHg	od -45 mmHg do -245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•	•
Zabezpieczenie przed przepiętniem (zamknięty system)	•	•	•
Bez BPA	•	•	•
Funkcja pamięci (zapisywanie ustawień odciągania)			•
Podświetlany wyświetlacz wskazujący godzinę, poziom naładowania baterii i poziom podciśnienia			•
Na baterie	do 1 godziny	do 1 godziny	do 3 godzin (w zestawie akumulator)
Kompletne rozwiązanie ułatwiające przechowywanie, chłodzenie i transport odciągniętego pokarmu matki			Chłodziarka, butelki do przechowywania i torba do przenoszenia
Waga	200 g bez baterii	220 g bez baterii	370 g z akumulatorem
Rozmiar	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 9 x 5,8 cm